

Neu für eRIS: strukturierte Befundung mit Smart Radiology

Hochqualitative Befunde effizienter erstellen

Die nächste Evolutionsstufe nach Diktat und Spracherkennung: smarte Befundelemente zur automatischen Strukturierung Ihrer Befundtexte. Jetzt neu: Workflow-Integration in eRIS. Die PROFESSIONAL Version von Smart Radiology unterstützt Sie komfortabel bei der Erstellung Ihrer eigenen strukturierten Befunde von höchster Qualität.

So einfach geht`s:

1

Smart Radiology über eRIS aufrufen

2

Die passende Befundvorlage zur Untersuchung wird in Smart Radiology geladen

3

Fertiger Befund wird in die Briefvorlage zur Freigabe übernommen